

型号规格



型号规格				球囊 直径 (mm)	球囊有 效长度 (mm)
导管有效长度					
40cm	75cm	135cm	150cm		
HP30020040	HP30020075	/	HP30020150	3.0	20
HP30030040	HP30030075	/	HP30030150		30
HP30040040	HP30040075	/	HP30040150		40
HP30060040	HP30060075	/	HP30060150		60
HP30080040	HP30080075	/	HP30080150		80
HP30100040	HP30100075	/	HP30100150		100
HP30120040	HP30120075	/	HP30120150		120
HP30150040	HP30150075	/	HP30150150		150
HP30180040	HP30180075	/	HP30180150		180
HP30220040	HP30220075	/	HP30220150		220
HP40020040	HP40020075	/	HP40020150	4.0	20
HP40030040	HP40030075	/	HP40030150		30
HP40040040	HP40040075	/	HP40040150		40
HP40060040	HP40060075	/	HP40060150		60
HP40080040	HP40080075	/	HP40080150		80
HP40100040	HP40100075	/	HP40100150		100
HP40120040	HP40120075	/	HP40120150		120
HP40150040	HP40150075	/	HP40150150		150
HP40180040	HP40180075	/	HP40180150		180
HP40220040	HP40220075	/	HP40220150		220
HP50020040	HP50020075	HP50020135	/	5.0	20
HP50030040	HP50030075	HP50030135	/		30
HP50040040	HP50040075	HP50040135	/		40
HP50060040	HP50060075	HP50060135	/		60
HP50080040	HP50080075	HP50080135	/		80
HP50100040	HP50100075	HP50100135	/		100
HP50120040	HP50120075	HP50120135	/		120
HP50150040	HP50150075	HP50150135	/		150
HP50180040	HP50180075	HP50180135	/		180
HP50220040	HP50220075	HP50220135	/		220
HP60020040	HP60020075	HP60020135	/	6.0	20
HP60030040	HP60030075	HP60030135	/		30
HP60040040	HP60040075	HP60040135	/		40
HP60060040	HP60060075	HP60060135	/		60
HP60080040	HP60080075	HP60080135	/		80
HP60100040	HP60100075	HP60100135	/		100
HP60120040	HP60120075	HP60120135	/		120
HP60150040	HP60150075	HP60150135	/		150
HP60180040	HP60180075	HP60180135	/		180
HP60220040	HP60220075	HP60220135	/		220

型号规格代码:HP XX|XXX|XXX

示例:HP 30 220 150

导管有效长度为150cm
球囊有效长度为220cm
球囊直径为3.0mm
产品代码

型号规格				球囊直径 (mm)	球囊有效长度 (mm)
导管有效长度					
40cm	75cm	135cm	150cm		
HP70020040	HP70020075	HP70020135	/	7.0	20
HP70030040	HP70030075	HP70030135	/		30
HP70040040	HP70040075	HP70040135	/		40
HP70060040	HP70060075	HP70060135	/		60
HP70080040	HP70080075	HP70080135	/		80
HP70100040	HP70100075	HP70100135	/		100
HP70120040	HP70120075	HP70120135	/		120
HP70150040	HP70150075	HP70150135	/		150
HP70180040	HP70180075	HP70180135	/		180
HP70220040	HP70220075	HP70220135	/		220
HP80020040	HP80020075	HP80020135	/	8.0	20
HP80030040	HP80030075	HP80030135	/		30
HP80040040	HP80040075	HP80040135	/		40
HP80060040	HP80060075	HP80060135	/		60
HP80080040	HP80080075	HP80080135	/		80
HP80100040	HP80100075	HP80100135	/		100
HP80120040	HP80120075	HP80120135	/		120
HP90020040	HP90020075	HP90020135	/	9.0	20
HP90030040	HP90030075	HP90030135	/		30
HP90040040	HP90040075	HP90040135	/		40
HP90060040	HP90060075	HP90060135	/		60
HP90080040	HP90080075	HP90080135	/		80
HP10020040	HP10020075	HP10020135	/	10.0	20
HP10030040	HP10030075	HP10030135	/		30
HP10040040	HP10040075	HP10040135	/		40
HP10060040	HP10060075	HP10060135	/		60
HP10080040	HP10080075	HP10080135	/		80
HP12020040	HP12020075	HP12020135	/	12.0	20
HP12030040	HP12030075	HP12030135	/		30
HP12040040	HP12040075	HP12040135	/		40
HP12060040	HP12060075	HP12060135	/		60
HP12080040	HP12080075	HP12080135	/		80
HP14020040	HP14020075	HP14020135	/	14.0	20
HP14030040	HP14030075	HP14030135	/		30
HP14040040	HP14040075	HP14040135	/		40
HP14060040	HP14060075	HP14060135	/		60
HP14080040	HP14080075	HP14080135	/		80

3.0-7.0球囊名义压力10atm，8.0-14.0球囊名义压力6atm

球囊直径 (mm)	适配导管鞘
3.0~6.0	5F
7.0~10.0	6F
12.0	7F
14.0	8F



Ryflumen®

外周高压球囊扩张导管

行云流水
无惧压力
Fluent
&
Reliable



地址:上海市·浦东新区·康新公路3399弄·1号楼(上海国际医学园区·医创园)
网址:www.endovastec.com 电话:(86) (21) 38139300
传真:(86) (21) 33750026 邮编:201318

Ryflumen®

外周高压球囊扩张导管

匠心打造， 为外周血管疾病及动静脉瘘的扩张治疗保驾护航

- ♥ 独特的一体尖端构型，提高在狭窄病变中的通行能力
- ♥ 双层球囊设计，扩张均匀性佳，使球囊具有优异的耐高压和低顺应性能
- ♥ 推送杆采用双腔管设计，推送流畅，回抽时间短
- ♥ 涂覆有亲水涂层，提供优异的推送性和通过性


24ATM

最高爆破压

高压力与安全性兼备，
创造良好的血管准备

双腔管设计

推送流畅，回抽时间短



双层球囊设计

耐高压和低顺应性兼具

独特的一体尖端构型

狭窄病变中的通行能力强

五翼折叠

通过外径小，精准回抱



双显影环设计

提供术中可视性和安全性

高性能复合材质

提供均匀性和柔顺性

